

# bodyflow®

## *szybsza regeneracja*

Regeneracja po wysiłku i urazach sportowych


Redukcja wysięków i krwiaków pourazowych

Terapia obrzęków limfatycznych

Znoszenie obrzęków pooperacyjnych

Profilaktyka przeciwzakrzepowa

Leczenie obwodowych schorzeń naczyniowych





## Jak działa Bodyflow® ?

Aparat BODY FLOW jest nową propozycją w zakresie elektrostymulacji, która stwarza możliwość poprawy czynności układu limfatycznego.

Głównym zadaniem takiej stymulacji jest usprawnienie przepływu płynów ustrojowych poprzez aktywację śródbłonnka naczyń limfatycznych, co w efekcie zwiększa przepływ limfy.

Generowane przez aparat impulsy elektryczne w specyficzny sposób stymulują układ neurovegetatywny, dzięki któremu dochodzi do pobudzenia mięśni gładkich i ostatecznie do poprawy przepływu limfy. Jednocześnie stymulacja mięśni prążkowanych wspiera efekt pompy mięśniowej.

Podwójne działanie zwiększa przepływ żylny i limfatyczny, i dzięki temu wzbogaca terapię przy:

- usuwaniu obrzęków i krwiaków
- zmniejszeniu przekrwienia biernego
- rozluźnianiu mięśni
- zapobieganiu głębokiemu zapaleniu zakrzepowemu żył i zatorom płucnym
- leczeniu owrzodzeń w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej


W tym celu w aparacie zastosowano dwa rodzaje programów terapeutycznych:

### Stymulacja limfatyczna

Polega na silnym oddziaływaniu na układ wegetatywny i naczynia limfatyczne, typowy do zastosowania w klinice różnych chorób

### Profilaktyka zaburzeń układu limfatycznego

Jest to program o mniej intensywnym oddziaływaniu, tj. w jednostkach chorobowych z objawami obrzęku w pourazowym uszkodzeniu naczyń, jako tzw. pierwsza interwencja w przypadku terapii przeciwobrzękowej



## GŁÓWNE DZIEDZINY ZASTOSOWANIA APARATU BODY FLOW:

- chirurgia • traumatologia • reumatologia • flebologia • ginekologia • geriatra
- Odnowa biologiczna w sporcie